



perform® sterile cleaner ND

Sterile, gebrauchsfertige Lösung auf Basis von nichtionischen Tensiden zur Reinigung von Flächen in Reinräumen



- Steril (γ -bestrahlt) und keimfiltriert (0,2 μm)
- Geeignet für Reinraumklasse A/B, ISO 5/6
- Gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml Sprühsystem
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hervorragende Reinigungsleistung

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing – current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Sept. 2004

Produktdaten

Kennzeichnung gem. VO (EG) Nr. 648/2004: <5% nichtionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten:

Dichte	: ca. 1,0 g/cm ³ / 20°C
Farbe	: Farblos
pH-Wert	: Ca. 5,8 / 20°C (Konzentrat)
Flammpunkt	: Nicht anwendbar
Form	: Flüssig

Besondere Hinweise

Das sterile Sprühsystem bietet folgende Vorteile:

- Besonders handlich und platzsparend
- Ergonomisch geformte Sprühpumpe, rutscht nicht aus der behandschuhten Hand
- Auch nach Anbruch steril

Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und einzeln doppelt umverpackt.

Anwendungshinweise

perform® sterile cleaner ND unverdünnt auf Gegenstände und Flächen aufbringen und ggf. nachwischen.

Verpackungseinheit : 10 x 500 ml Flasche
Artikel-Nr. : RREIN-PER-STND

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: info@hjm-reinraum.de Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>